

12

Důvodů, proč se
připojit k revoluci
DermaPen 4




12 DŮVODŮ PROČ PŘEJÍT NA DERMAPEN 4



Nové nastavení pro ošetření žizev

Staňte se expertem na řešení žizev nejen v obličeji, ale po celém těle díky exkluzivnímu nastavení ST.



Revoluční cartridge se 16 jehlami

Na patent čekající design vytváří více rejuvenačních kanálků a zvyšuje účinky. Jednoduše klouže po pleti pro optimální komfort.



Vizionářský marketing, který bude přivádět více klientů do vaší praxe

Přednostní přístup do vyhledávače salonů. Marketingová podpora a média podpoří vaši praxi a procedury.




DUÁLNÍ NAPÁJENÍ

Možnost jak bezdrátového použití za pomoci silných baterií, nebo standardním připojením do sítě.



Vestavěná RFID cardrigde

Pro precizní a spolehlivou penetraci bez zadržávání na kůži. Automatická kalibrace. Technologie čekající na patent.



AOVN™ retenční ventil

Pro lepší penetraci jehly, regulované sání a žádné tahání pokožky.



Pokročilá AOVN™ 4 Technologie

Pokročilá oscilační, vertikální technologie umožňuje vyšší rychlost, lepší přesnost vpichu a bezkonkurenční bezpečnost ošetření



ACM™ Anti-kontaminační management

Bezkonkurenční bezpečnost ošetření a ochrana garantována. Žádné zpětné sání roztoku, žádná křížová kontaminace, žádné tahání pokožky. Technologie čekající na patent.




Elegantní digitální displej s OneTouch integrovaným nastavením

Kontrolujte hloubku a rychlost ošetření pouhým stíknutím tlačítka. Veškeré nastavení se v reálném čase ukazuje přímo na displeji.



Ergonomický design

Komfortní ošetření bez námahy. Vhodné k použití na obličeji, těle i pokožce hlavy. Lehké a bytelné tělo přístroje, které perfektně padne do ruky.



Bluetooth připojení

Váš přístroj nebude nikdy zastaralý, díky automatické záruce a aktualizacím.



Záruka 7 let

Záruka na všechny části přístroje vám zabezpečí vaši dlouhodobou investici.

PROČ PŘEJÍT NA DERMAPEN 4 VYPLATÍ SE TO?

Představení předchůdce Dermapen v roce 2010 způsobilo revoluci v mikroehličkování díky první automatické technologii. Představení Dermapen 4 nastavuje nový standard a měřítko, které přináší transformaci nejen profesionálních ošetření, ale celého dermatologického odvětví.

Proč se budete chtít přidat k revoluci

Během posledních let byly miliony dolarů investovány do výzkumu a vývoje modifikací, které by inovovaly mikroehličkování, jak jej doposud známe.

Nikdo předtím se o nic podobného nepokusil.

Vytvořit zařízení, které by se jednoduše ovládalo pouhým stisknutím tlačítka.

Stene Marshall, tvůrce Dermapenu je australský inženýr a inovátor, který motivoval a vedl tým vysoce kvalifikovaných odborníků na hardware a software k revoluci v oblasti mikroehličkování- DermaPen 4

Více jak 10 398 hodin bylo investováno do vyladění všech systémů tak, aby mohl být představen perfektně zpracovaný, elegantní a na použití jednoduchý lékařský přístroj, který bude splňovat ty nejvyšší nároky na design a výrobu na světě.

DermaPenWorld uspokojí potřeby nejen seriózních lékařů, kteří chtějí být před konkurencí. DermaPen 4 přináší to nejlepší pro pokročilé a inovativní mikroehličkování s nepřekonatelnými výsledky a spokojenosti zákazníků.


Je však pro vás tou správnou volbou?

Rozhodnutí necháme na vás.

Přijměte pozvání ke zhodnocení 12 důvodů, proč přejít na DermaPen 4.



HISTORIE ORIGINÁLNÍHO DERMAPENU



duben 2018

Průkopnický Dermapen 4. Celosvětově **PRVNÍ** digitální a bluetooth operovaná mikro Jehličková platforma.



leden 2014

Dermapen3 posouvá hranice jako celosvětový leader. 1. generace AOVN technologie



leden 2012

Druhá generace s vylepšeným designem a lepšími funkcemi



červen 2010

DermapenWorld představuje originální Dermapen, který způsobil revoluci v oblasti mikro Jehličkování




Dermapenworld
ORIGINAL TRUSTED
AUSTRALIAN

DŮVOD 1

Nové ošetření jizev = Dominujte úspěšnou revizí jizev díky novému exkluzivnímu nastavení.

Utrhněte si z "koláče" trhu, který meziročně roste o 9,7% s predikcí dosáhnout hodnotu \$34.5 bilionu do roku 2025.



Ref: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/scar-treatment-market>



Exclusive
DP4
"ST"
SETTING




Exclusive
DP4
"ST"
SETTING



Exclusive
DP4
"ST"
SETTING



Exclusive
DP4
0.1mm
INGREDIENTS



Exclusive
DP4
0.1mm
INGREDIENTS

Dermapen 4 je jediné mikrojehlíčkovací zařízení se speciálním programem a protokolem na revizi hlubokých, atrofických jizev: včetně pooperačních jizev, deformací po popáleninách, strií a jizev způsobených akné. Hloubka vpichu může být navýšena až na 3.0 mm. AOVN technologie automaticky kalibruje rychlost motoru, tlak a samotný vpich s řízenou přesností. Žádné zasekávání, nebo tahání kůže.

Díky této hloubce vpichu, kterou umožňuje pouze Dermapen 4, ošetříte hladce kůži po celém těle. Díky automatickému nastavení hloubky jehly po 0.1 mm lze ošetřovat i velmi delikátní oblasti, jako například oční okolí, pokožku hlavy, nebo intimní partii.

FMM
FRACTIONAL • MILLION • MAKEOVER
Dermapenworld

DŮVOD 2

Revoluční Cartridge s 16 jehlami = Vytváří 1920 vpichů za sekundu.
Zkracují tak délku procedury a umožňují ošetřit větší plochu.

Revoluční Dermapen 4 cartridge se 16 jehlami vytváří v pleti o 47,9% více mikrokanáleků než Dermapen 3. Současně je o 104% výkonnější, než na trhu dostupná mikrojehlíčková pera. Vyšší rychlost a tím i větší počet vpichů za sekundu umožňuje rychlejší ošetření a větší komfort pro pacienty.

Nové 33G jehly z chirurgické nerezové oceli a sterilizované za pomoci gama oscilují až 120 otáček za sekundu. Můžete tak dosáhnout výkonu až neuvěřitelných 7 200 rpm. Pouze Dermapen 4 je schopen takového výkonu, který usnadňuje regeneraci pokožky a infuzi účinných látek. Žádné z aktuálně na trhu dostupných zařízení není zdaleka schopno dosáhnout takových výsledků.

Díky technologii čekající na udělení patentu nabízí cartridge Dermapen 4 široký a vroubkovaný okraj, který umožňuje hladký pohyb. V kombinaci s Dp Dermaceuticals meso-glide produkty během ošetření zajišťuje dokonalou infuzi aktivních látek, jaké nikdy předtím nebylo dosaženo. Nový algoritmus ISO geometrického polohování vypočítává přesné geometrické uspořádání každé jehly pro minimální podráždění kůže a maximální penetraci aktivních látek.





Nový algoritmus ISO geometrické analýzy
Dermapen 4 generuje o 104% více mikro kanáleků
Vytváří 1920 vpichů za sekundu

Nová meso-infuse cartridge je dostupná společně s přídatným systémem Dermapen Infuse.

Umožňuje ultimátní bezinjekční mezoterapii a PRP. Aktivní látky mohou být do pleti vpraveny s ještě větší přesností. Revoluční systém Dermapen 4 Infuse společně se sterilními koncentráty DP Dermaceuticals vám umožní najít řešení problému pro každého pacienta.

The Dermapen 4 lze také připojit k nové TattOff jehle, která obsahuje stejnou ACM technologii jako 16jehlá cartridge. Garantuje tak maximální bezpečnost při ošetření tím, že zabrání navracení roztoku do zařízení. Společně s Dermapen Tattoff Aktivátorem umožní odstranění nežádoucího tetování. **BEZ LASERU, VŠECHNY BARVY.**



DŮVOD 3

Marketingová podpora. Přednostní zařazení do vyhledávače klinik. Více pacientů.

Díky tvrdé práci marketingových expertů v DermapenWorld a stoupající popularitě na sociálních sítích, pacienti vyhledávají kliniky poskytující originální ošetření se systémem Dermapen. Jako certifikovaná klinika máte přístup k nejnovějším protokolům a školením. Mezinárodní i lokální vyhledávač salonů a klinik vás pak umísťuje na přední pozice.

BUĎTE VIDĚT

Jako oficiální Dermapen 4 terapeut získáte plaketu Authorised Treatment Provider, exkluzivní marketingové materiály a podpurné materiály pro prodej.

PŘEDNOSTNÍ ZALISTOVÁNÍ

Pouze Dermapen 4 terapeuti získají přednostní zařazení kliniky do mapy na DermapenWorld.com. Současně také lokální listing a on-line podporu na českých stránkách beautyprojectpro.com.

VZDĚLÁNÍ

Všichni majitelé Dermapen 4 mají přístup do PROZONE, kde jsou k dispozici on-line školení a protokoly vytvořené leaderem v mikroehličkování Dr. Andrewem Christie. Současně máte možnost účastnit se základních i masterclass školení s naším expertem Petrem Zachem.



DŮVOD 4

Revoluční AOVN 4 Technologie

Technologie pokročilého oscilačního vertikálního jehličkování (AOVN) způsobila revoluci již v roce 2010 při uvedení první edice originálního Dermapen zařízení. Dermapen 4 posouvá tuto technologii na další úroveň a umožňuje vám dosáhnout nepřekonatelných výsledků.

AOVN™

**ADVANCED OSCILLATION
VERTICAL NEEDLING**

VYŠŠÍ RYCHLOST

Pružinovou technologii nahrazuje přímý digitální pohon.
Rychlejší jehly, rychlejší ošetření.

VĚTŠÍ VÝKON

Automatické připojení cartridge k Dermapen 4
maximalizuje výkon a kompatibilitu.

VĚTŠÍ PŘESNOST

Digitálně kontrolovaný pohyb jehel
umožňuje operátorovi přesnou aplikaci.

BEZPEČNĚJŠÍ

Oscilační mechanismus obsahuje jak vnitřní
tak vnější těsnící kroužky, které brání přenosu tekutiny.

Pokud si výše zmíněné propojíte
ještě s větším množstvím mikro-kanálků

Dostává se vám do rukou zařízení, které vám zajistí dokonalé
výsledky a spokojené klienty, kteří vás budou doporučovat.




DŮVOD 5


Nejbezpečnější zařízení na trhu - NOVINKA "ACM™"

Pouze Dermapen 4 cartridge s gama sterilizovanými jehlami obsahuje unikátní ochranu a těsnění z lékařského silikonu. Pohyblivá část kazety je chráněna silikonovou vrstvou, která zabraňuje křížové kontaminaci s vnějším pláštěm celé cartridge. Tato revoluční, na patent čekající technologie chrání před zpětným tokem procedurálního média a kontaminaci jak vnější tak vnitřní.

ACM technologie je první svého druhu na světě, a naleznete ji pouze u Dermapen 4, to z něj dělá jediné zařízení, které chrání proti vnější i vnitřní křížové kontaminaci v každé kazetě, a zajišťuje tak maximální čistotu a bezpečnost každého ošetření.



 **ACM™**
ANTI-CONTAMINATION
MANAGEMENT



DŮVOD 6

Digitální displej. OneTouch ovládání.

Dermapen 4 transformuje automatické jehličkování podsvíceným LED displejem. Jako první plně digitální mikrojehličkovací zařízení na světě umožňuje přehledně sledovat hloubku vpichu, rychlost zařízení i stav baterie. Nastavení OneTouch umožňuje změnu hloubky, či rychlost pouhým stisknutím tlačítka.

Displej je umístěn v horní části přístroje, máte tak neustálý přehled o ošetření z jakéhokoliv úhlu. Speciální Dermapen 4 sterilní návleky jsou vytvořené tak, aby chránily pero před poškozením a přesto nezakrývaly displej.

Digitální servo motor koriguje parametry (jako např. rychlost a hloubka) během každého ošetření a zajišťuje maximální přesnost. Žádný analogový systém není schopen dosáhnout takových výsledků. Digitální systém umožňuje navyšovat hloubku po 0.1 mm, současně zajišťuje autokalibraci zařízení tak, aby reálné nastavení odpovídalo volbě na displeji. Nechtěné odchylky v nastavení, jako je tomu u manuálních per, jsou už minulostí.

PRVNÍ DIGITÁLNÍ DERMAPEN

Lehce ovladatelné jedním dotykem.

ERGONOMICKÝ A PŘESNÝ

Upravujte hloubku a rychlost jednou rukou.

JEDNODUCHÝ DISPLEJ

Okamžitě vidíte vaše nastavení.



DŮVOD 7

Dual Power systém

Dermapen 4 nabízí pokročilý Lithium Turbo-cut bateriový systém. Tato inovace nyní umožňuje stejný výkon, jako klasické připojení do sítě. Na jednu baterii je Dermapen 4 schopen pracovat neuvěřitelných 90 minut. Samotná baterie má v módu standby výdrž 8 hodin.

Oproti klasickým bateriím, které postupně ztrácejí sílu a mohou způsobit nekonstantní výsledky a zadržávání jehel na kůži, Pokročilá Lithium Turbo-Cut technologie zajišťuje maximální výkon a konstantní dodání energie po celou životnost baterie.

Terapeuti si tedy nově mohou vybrat svůj preferovaný způsob užívání pera, neboť každé zařízení je dodáváno se setem 2 Turbo dobíjecích baterií a turbo dobíjecí stanice i tradičním 3,5 m dlouhým kabelem do sítě.



DŮVOD 8

Vestavěná RFID jehličková kazeta

Další revoluční technologie poprvé v mikro-jehličkování. RFID technologie zajistí, že hloubka, kterou si nastavíte bude dodržena při každém jednotlivém vpichu s maximální přesností a bez tahání kůže. Systém neustále kalibruje jehličkovou kazetu, a plynule upravuje výkon a přítlak. Vy si tak můžete být jistí tím, že vždy dosáhnete správné hloubky při každém ošetření bez poškrábání nebo potrhání pokožky.


DŮVOD 9

AOVN Retenční ventily = Lepší penetrace, regulace zpětného sání, žádné tahání kůže


Speciální retenční ventily uvolňují tlak v jehličkové kazetě během ošetření Dermapen 4. Zabraňují hromadění meso-glide média uvnitř kazety a díky jevu podobnému podtlaku zabraňuje křížové kontaminaci, aniž byste museli na pleť nepříjemně tlačit.

AOVN retenční ventily jsou skutečným regulátorem hloubky vpichu.

Hloubka zobrazená na displeji je skutečným měřítkem penetrace jehly, i v případě, že pracujete na silně zjizvené tkáni, kde standardní pera nemohou uspět. Dermapen 4 projde bez jakéhokoliv odporu. Regulace sání vytváří 1920 mikro-kanálků za sekundu bez jediného zadrhnutí, či zpomalení. Ostrost a integrita jehel není nikdy ohrožena a to ani v případě ošetřování velkých ploch.



AOVN™
ADVANCED OSCILLATION
VERTICAL NEEDLING




DŮVOD 10

Bluetooth konektivita = Automatické aktualizace. Váš Dermapen 4 nikdy nezestárne.

Další prvenství od DermapenWorld. Na trhu neexistuje podobné zařízení. Bluetooth konektivita zajistí pravidelné softwarové aktualizace. Vaše pero tak nikdy nezestárne.

Integrované Bluetooth vám umožní se přes Android nebo iPhone smartphone aplikaci připojit k následujícímu:

- ✓ Pravidelné aktualizace kalibračních tabulek Dermapen 4, které zaručují správnou hloubku jehel, a současně zálohy firmwaru.
- ✓ On-line propojení s PROzone od DermapenWorld, trénigovými programy, ZDARMA registrace do vyhledávače salonů, ZDARMA registrace pro 7letou záruku.



DUAL POWER BLUETOOTH



DŮVOD 11

Ergonomický design pro obličej, tělo i pokožku hlavy

Nový elegantní design Dermapen 4 má ergonomický tvar i váhu, perfektně padle do ruky. Při ošetření není potřeba tolik tlaku na kůži, jako u konkurenčních zařízení.

Správné držení Dermapen 4 předchází únavě rukou ošetřujícího, a umožňuje provádět několik ošetření za sebou. S menším tlakem se také zmírňují vedlejší účinky a zvyšuje komfort pro pacienta při ošetření.

Dermapen 4 je tak lehké a ergonomicky tvarované, že jej v ruce sotva ucítíte.



DŮVOD 12

Záruka 7 let = Zajištění dlouhodobé investice

Dermapen 4 je velmi výhodnou investicí, neboť nabízí 7 let záruku na celé zařízení a všechny jeho části. Záruka je přenositelná a bezpodmínečná.

Díky tomu je Dermapen 4 nejdůvěryhodnější a bezpečné zařízení na trhu.



ŽÁDNÉ JINÉ PERO nenabízí tak rychlé ošetření a propracované protokoly.



ŽÁDNÉ JINÉ PERO vám neumožní ošetřovat úspěšně jakýkoliv typ jizev.



ŽÁDNÉ JINÉ PERO vám neumožní spojit se s profesionály a mít školení na takové úrovni.



ŽÁDNÉ JINÉ PERO neumožňuje takovou bezpečnost při každém ošetření.



a **ŽÁDNÉ JINÉ PERO** nenabízí bezpodmínečnou záruku 7 let.



12 DŮVODŮ PRO PŘECHOD NA DERMAPEN 4

1

Nové nastavení na revizi jizev

Maximální hloubka 3.00 mm

Automatická kalibrace hloubky vpichu a rychlosti zařízení

Precizní ošetření atrofických a hypertrofických jizev po celém těle.

2

Revoluční design cartridge s 16 jehlami

Vytváří 1 920 mikro-kanálků v pleti.

Umožňuje rychlejší ošetření

Schopnost ošetřovat velké oblasti.

3

Vizionářský marketing a podpora

Celosvětové propojení s experty na mikro-jehličkování

Inovativní vzdělávání a protokoly

Vyhledávač klinik vás jednoduše propojí s klienty.

7

Dual Power systém

Možnost volby připojení

Až 90 minut bezdrátového použití bez kompromisu.

Pokročilá Lithium turbo-cut Technologie

8

Vestavěná RFID jehličková kazeta

Automatická kalibrace

Důvěryhodné

Samoadaptující se vlastnosti pro komplikované procedury

9

AOVN™ retenční ventily

Prevence před hromaděním tekutiny

Zajištění reálné hloubky vpichu

Lepší komfort pro pacienta

4

Revoluční AOVN™ 4 Technologie

Technologie pokročilého oscilačního vertikálního jehličkování

Vyšší rychlost

Větší výkon

5

ACM™ - anti kontaminační management

Žádný risk křížené kontaminace

Ochrana terapeuta i klienta

Bezpečné a důvěryhodné procedury

6

Elegantní digitální displej s One Touch integrovaným procedurálním nastavením

Podsvícený LED displej

Nastavení ošetření stikem jednoho tlačítka

Digitalizované procedury

Jednoduchá a efektivní práce

10

Ergonomický design pro obličej, tělo i pokožku hlavy

Bezdrátové použití

Lehká konstrukce

Pro lepší výsledky

11

Bluetooth konektivita

Pravidelné aktualizace

Propojení s experty na mikrojehličkování

Přístup ke vzdělání a novým protokolům

12

7 let záruka

Bezpodmínečná

Na všechny části zařízení

Nákup bez rizika - bezpečná investice pro terapeuty

CO VÁS BRZDÍ OD TOHO MÍT TO NEJLEPŠÍ?

NEZŮSTAŇTE POZADU! Jednou jej vyzkoušíte a už se nikdy nepodíváte zpět.

Rezervujte si schůzku a začněte s jediným originálním, digitálním mikroehličkovacím zařízením na světě.

NAVŠTIVTE NÁS

www.beautyprojectpro.com

NAPIŠTE NÁM

Petr Zach
petrzach@beautyproject.cz

Lenka Mošová
lenkamosova@beautyproject.cz

ZAVOLEJTE NÁM

+420 607 191 246
+420 724 526 455



Dermapenworld
ORIGINAL TRUSTED
AUSTRALIAN

for
professionals
by **beauty project**

